

**BARRIER® EasyWarm®+**

Aktivt selvvarmende  
teppe til engangsbruk



BARRIER® EasyWarm® + teppet når brukstemperatur innen 30 minutter, og opprettholder en gjennomsnittstemperatur i opptil 10 timer.

- Bruk før, under og etter operasjon for effektiv forebygging av hypotermi
- Teppets øvre og nedre del kan enkelt tas fra hverandre og settes sammen igjen med velcro. Dette gir optimal dekking av pasienten
- Teppet begynner å varmes med en gang det tas ut av emballasjen
- Fungerer uten tilleggsutstyr eller strømtilkobling
- Støyfri, og ingen forstyrrelse av luftstrømmen i operasjonsstua

# Bruksanvisning



1. Riv opp pakken ved hjelp av fliken i øvre venstre hjørne. Ta ut teppet av emballasjen slik at BARRIER® EasyWarm® + eksponeres for luft og dermed starter varmeprosessen.



2. Åpne og fold helt ut BARRIER EasyWarm+, unngå å legge teppet dobbelt. Når teppet eksponeres for luft når det gjennomsnittlig brukstemperatur innen 30 minutter, som opprettholdes i opptil 10 timer.



3. Plasser BARRIER EasyWarm+ med varmeputene opp og den hvite siden mot pasienten. Det skal ikke legges ekstra vekt på varmeputene.



4. Plasser BARRIER EasyWarm+ over hele kroppen pre- og postoperativt, samt ved hånd- og nevrokirurgi.



5. Ved kirurgiske inngrep i nedre del av abdomen og underekstremiteter, del BARRIER EasyWarm+ i to og plasser den øvre delen på overkropp og overekstremitetene.



6. Ved kirurgiske inngrep i øvre del av kroppen, del BARRIER EasyWarm+ og plasser nedre del på underekstremitetene og oppå abdomen.



7. Ved kirurgiske inngrep i mageregionen, del BARRIER EasyWarm+ og plasser den øvre delen på over-ekstremitetene og brystet, og underdelen over underekstremitetene.



8. Teppet kan enkelt deles og settes sammen igjen med borrelås. (Den nedre delen kan deles inn i to ekstra deler ved å klippe det på den angitte linjen.) Dette gjør det mulig å tilpasse teppet til ulike leiringer.



Skann QR-koden for bruksanvisning

# Kirurgiske pasientstillinger

BARRIER® EasyWarm®+ er laget for å være fleksibel og passer til mange ulike typer kirurgiske inngrep. Se under for forslag til hvordan teppet kan plasseres på noen av de vanligste pasientstillingene.

Abdominal kirurgi



Laparoskopisk kirurgi



Knekirurgi



Skulderkirurgi



Skulderkirurgi



Ryggkirurgi



Urologi/gynekologisk kirurgi



Urologi/gynekologisk kirurgi



Urologi/gynekologisk kirurgi



Hoftekirurgi



Hoftekirurgi



ØNH kirurgi



## Generell informasjon

- Skal håndteres under tilsyn av helsepersonell.
- Legges på med varmeputene vendt opp. Korrekt side er merket "THIS SIDE UP" på teppet.
- Teppet må ikke legges dobbelt.
- Unngå å legge ekstra vekt, inkludert medisinsk utstyr, eller press på teppet. Pasientens hender, armer og ben bør ikke plasseres oppå teppet under anestesi.
- Overvåk kontinuerlig hudreaksjoner i henhold til klinisk praksis.
- Skal kun brukes på voksne pasienter.

## Forholdsregler

- Teppet skal ikke brukes på pasienter med alvorlig nedsatt perifer sirkulasjon (inkludert huden).
- Teppet må ikke brukes i et oksygenrikt miljø, som trykkammerbehandling. Varmeputene skal ikke komme i kontakt med oksygenbasert behandling eller apparater.
- Varmeputene er magnetiske og ikke strålegjennomtrengelige, teppet skal derfor fjernes fra pasienten ved røntgen eller MR, for å unngå forstyrrelser med annet medisinsk utstyr.
- Varmen som genereres fra teppet kan føre til økt medikament tilførsel fra transdermalt terapeutisk system (depotplaster).

Art. nr.	Beskrivelse	Material	Emballasje	Kartong
629910	12 luftaktiverte varmeputer (13cm x 10cm) integrert i lommer i det øvre laget. Teppets mål er 110/150 x 200 cm.	Flere lag SMS (polypropylen). Lagene og lommene er sydd sammen med polyester/bomullstråd. Varmeputene er laget av luftgjennomtrengelige poser som inneholder aktivt kull, leire, salt, vann og jernpulver.	Vakuumpakket i en polymerpose. Polymerposene er pakket i bobleplast og transportkartong.	7 stk.

Les mer på [molnlycke.no](https://molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS, 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Tlf: 22 70 63 70.  
Mölnlycke, BARRIER og EasyWarm varemerke, navn og logo er registrert globalt til ett eller flere av selskapene i Mölnlycke Health Care gruppen. All rights reserved. NOSU2722411

