



‘Jeg er en engasjert og pleiegivende spesialist. Jeg er også en ekte lagspiller med et budsjett å følge.’

Truly customised  
laparoscopic solutions

# Få mer ut av dine laparoskopiske prosedyrer

Ved å standardisere dine laparoskopiske prosedyrer for kolecystektomi, appendektomi og brokkkirurgi, kan du sikre at teamet ditt alltid yter effektiv og førsteklasses pasientbehandling.

Men hva med kravet om ytterligere kostnadsreduksjon eller til og med å øke antallet inngrep?

Vi samarbeider og snakker med kundene våre, og vi forstår i hvor stor grad en løsning som er fullstendig tilpasset din avdelings laparoskopiske prosedyrer kan bidra til å forenkle jobben din, balansere kostnadene og hjelpe deg til å nå dine mål som kirurg.







Vi er et team med helsepersonell og andre dedikerte kolleger som er opptatt av å redusere kostnader og tidsbruk


Truly customised laparoscopic solutions

# Alt teamet ditt trenger



## Råd fra erfarne spesialister

Spesialistene våre samarbeider med deg for å definere og evaluere den mest tids- og kostnadsbesparende løsningen.



## Laparoskopiske instrumenter av høy kvalitet


Engangsinstrumenter tilgjengelig som sterile produkter eller som komponenter i prosedyrepakker:

- Komplette sortiment av trokarer
- Bredt sortiment av laparoskopiske monopolare fetteter og disseksjonsinstrumenter. Velg håndtak etter preferanse (2 ulike design)
- Monopolar L-krok
- Laparoskopisk saks, alltid skarp
- Preparatpose for laparoskopi

## Spesiallaken og komponenter for prosedyrepakker til laparoskopi

Et bredt utvalg av laparoskopisk utstyr:

- Spesiallaken for laparoskopi
- Bipolare instrumenter
- Frakker
- Sikkerhetsutstyr
- Sårlukking / bandasjer
- Skåler
- Veress-nåler
- Insufflasjonslanger
- Sett for sug og irrigasjon
- Kamerabeskyttelse
- Antidugg-løsning
- Røykfilter





# En komplett løsning for økt effektivitet

Våre spesialister samarbeider tett med deg for å definere og evaluere din beste løsning fra vårt sortiment av nye laparoskopiske instrumenter, samt våre øvrige produkter som er uunnværlige for kirurger. Resultatet er en fullstendig tilpasset laparoskopisk løsning for deg - med alt du trenger for hver spesifikke prosedyre i en praktisk og kostnadseffektiv pakke.



## 40%

**AV FORBEREDELSES-TIDEN SPARES. FLERE PROSEDYRER KAN GJENNOMFØRES.**

Med en pakke kan du:

- Redusere forberedelsestiden med opptil 40 %<sup>1</sup>
- Være trygg på at hvert oppsett er korrekt
- Potensielt øke antall prosedyrer<sup>1</sup>
- Bidra til å redusere produktforbruk og logistikkostnader<sup>1-2</sup>

‘Antallet prosedyrer økte med 18 %, og 1060 timer ble spart gjennom hele arbeidsflyten; det vil si en innsparing på 51,000 euro.’

Hartmut Freckmann, ledende operasjonssykepleier, Tyskland, om tilpassede prosedyrepakker.

Referanser: 1. Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Data presented at the 23rd Congress of the European Association of Hospital Managers, Zurich, Switzerland, September 2010 (poster). 2. Assessing the carbon and waste benefits of moving to Procedure Packs at Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals, NHS Trust, 2011.

Truly customised laparoscopic solutions

La oss hjelpe deg og ditt team







## Desto mer du legger i dine prosedyrepakker desto mer sparer du

Våre spesialister kan hjelpe deg med å finne den løsningen som er perfekt for deg og ditt team. Vi hjelper deg å fokusere på de områdene som du er mest opptatt av å forbedre.

Vi kan også samarbeide med deg og ditt team og bidra til å drive endringsprosessen slik at løsningen din gir deg enda flere fordeler.

Når vi har funnet din optimale løsning, kan vi, basert på vitenskapelige studier, kvantifisere den økonomiske fordelene og gi deg en full rapport.

For å få en idé om hvor mye du kan spare, kan du prøve vår verdikalkulator.



Truly customised laparoscopic solutions

# Instrumenter

Ditt mål er å kunne yte effektiv og førsteklasses pasientbehandling. Ved å standardisere dine laparoskopiske prosedyrer kan vi bidra med å oppnå det målet. Du velger enkelt fra vårt brede sortiment fra vårt utvalg av Mölnlycke® trokarer, monopolare sakser, instrumenter, L-krok elektroder og avtagbare oppsamlingsposer for laparoskopi. Vi pakker dine utvalgte komponenter i effektive prosedyrepakker. Du sparer tid og kostnader.

## Preparatpose for laparoskopi

- Tilgjengelig i en rekke størrelser tilpasset ulike vev og organer
- Posen åpnes av seg selv, slik at preparatet fanges enkelt
- En forsterket metallring gir enkel utplassering. En stor permanent poseåpning gjør det enklere å fange store preparater



Art. nr.	Beskrivelse	Diameter	Posestørrelse	Volum	Eske / krt.
899102	Preparatpose for laparoskopi	10 mm	8 × 14,5 cm	250-300 ml	5
899103	Preparatpose for laparoskopi	10 mm	13 × 18 cm	500-700 ml	5
899112	Preparatpose for laparoskopi	12 mm	19 × 23 cm	1150-1500 ml	5
899104	Preparatpose for laparoskopi	15 mm	19 × 23 cm	1150-1500 ml	5

## Monopolar L-krok elektrode\*

Vår 5 mm monopolare L-krok elektrode gir presis og kontrollert disseksjon og koagulasjon av blodkar og vev. Tilgjengelig både som steril enkelt-pakket og inkludering i prosedyrepakker.

### Mölnlycke® Monopolar håndaktivert L-krok elektrode med ekstra funksjoner

- Håndaktivering muliggjør større effektivitet, forbedrer operatørkomforten og minimerer risikoen for muskel- og skjelettbelastning for personalet
- Bygget med økologisk bærekraft i tankene. Mölnlycke® L-krok er PVC-fri med en TPU kabel
- Installert i en standard diatermipenn, muliggjør Mölnlycke L-krok utveksling av elektroder uten behov for ekstra tilbehør, og minimerer sykehusavfall og operasjonsavbrudd



Mölnlycke® Monopolar L-krok elektrode



Mölnlycke® Monopolar håndaktivert L-krok elektrode med ekstra funksjoner

Art. nr.	Beskrivelse	Størrelse	Lengde	Eske / krt.
899100	Monopolar L-krok elektrode	5 mm	33 cm	10
899101	Monopolar L-krok elektrode med kabel	5 mm	33 cm	10
420200	Monopolar håndaktivert L-krok elektrode	5 mm	33 cm	10





## Monopolar saks

- For presis og kontrollert disseksjon, koagulasjon og transeksjon av blodkar og vev
- Praktisk og alltid skarpt engangsinstrument eliminerer kostnader til gjenbruk og sterilisering
- Skarpe Metzenbaum-blader sikrer presise kutt langs hele bladets lengde



Art. nr.	Beskrivelse	Diameter	Lengde	Eske / krt.
899216	Monopolar saks - Metzenbaum	5 mm	33 cm	10
899217	Monopolar saks - Mini Metzenbaum	5 mm	33 cm	10
899218	Monopolar saks - Metzenbaum	5 mm	45 cm	10

## Veress-nål



- Skarp, skrå tupp gir enkel og sikker punksjon av bukveggen
- Fjærbelastet stilet gir et klikk som kan føles, høres og sikrer korrekt posisjon
- En stump stilet beskytter nålespissen når riktig plassering har blitt oppnådd

Art. nr.	Beskrivelse	Lengde	Eske / krt.
899105	Veress-nål	12 cm	25
899106	Veress-nål	15 cm	25

## Sett for sug og irrigasjon





- Ergonomisk design som kan brukes med venstre eller høyre hånd
- Gjennomsiktig håndtak for god visuell kontroll
- Myk og DEHP-fri slange med "easy peel"-separering

Art. nr.	Beskrivelse	Diameter	Lengde	Eske / krt.
899107	Sett for sug og irrigasjon, med dobbel spiss	5 mm	33 cm	10
899108	Sett for sug og irrigasjon, med dobbel spiss	5 mm	45 cm	10
899109	Sug og irrigasjon probe	10 mm	33 cm	10
899113	Sug og irrigasjon probe	5 mm	45 cm	10

# Trokarer

Designet med lav-profil hus.

- Et bredt sortiment av ergonomisk designede trokarer, som gir enkel og sikker tilgang til bukhulen
- Gjennomsiktig, riflet kanyle gir god visuell kontroll og effektiv retensjon av bukhulen
- Robust universalforsegling gir rom for 5-12 mm instrumenter\* samtidig som pneumoperitoneum opprettholdes



## Bladtrokar

Art. nr.	Diameter	Lengde	Eske / krt.
899300	5 mm	70 mm	5
899301	5 mm	100 mm	5
899302	11 mm	100 mm	5
899303	11 mm	150 mm	5
899304	12 mm	100 mm	5
899305	12 mm	150 mm	5

## Bladløs trokar med dilaterende tupp

Art. nr.	Diameter	Lengde	Eske / krt.
899308	5 mm	70 mm	5
899309	5 mm	100 mm	5
899310	11 mm	100 mm	5
899311	11 mm	150 mm	5
899312	12 mm	100 mm	5
899313	12 mm	150 mm	5
899336	15 mm	100 mm	5

## Optisk trokar


Art. nr.	Diameter	Lengde	Eske / krt.
899316	5 mm	70 mm	5
899317	5 mm	100 mm	5
899324	5 mm	150 mm	5
899318	11 mm	100 mm	5
899319	12 mm	100 mm	5
899326	12 mm	150 mm	5

## Universal trokarhylse

Art. nr.	Diameter	Lengde	Pcs / Disp.
899320	5 mm	70 mm	5
899321	5 mm	100 mm	5
899322	11 mm	100 mm	5
899323	12 mm	100 mm	5

\*Gjelder for 12 mm i diameter trokarer





### Hasson trokar

Art. nr.	Diameter	Lengde	Eske / krt.
899306	11 mm	100 mm	5
899307	12 mm	100 mm	5

### Optisk trokar med ballong


Art. nr.	Diameter	Lengde	Eske / krt.
899330	5 mm	70 mm	5
899327	5 mm	100 mm	5
899331	11 mm	100 mm	5
899328	12 mm	100 mm	5

### Hylser for ballongtrokar

Art. nr.	Diameter	Lengde	Eske / krt.
899332	5 mm	70 mm	5
899333	5 mm	100 mm	5
899334	11 mm	100 mm	5
899335	12 mm	100 mm	5

### Hasson trokar med ballong

Art. nr.	Diameter	Lengde	Eske / krt.
899329	12 mm	100 mm	5



### Dobbelpakdede trokarer

Art. nr.	Diameter	Lengde	Type	Eske / krt.
899337	5 mm	70 mm	Bladtrokar	5
899338	5 mm	100 mm	Bladtrokar	5
899339	11 mm	100 mm	Bladtrokar	5
899340	11 mm	150 mm	Bladtrokar	5
899341	12 mm	100 mm	Bladtrokar	5
899342	12 mm	150 mm	Bladtrokar	5
899343	5 mm	70 mm	Optisk	5
899344	5 mm	100 mm	Optisk	5
899345	11 mm	100 mm	Optisk	5
899346	12 mm	100 mm	Optisk	5
899347	5 mm	150 mm	Optisk	5
899349	12 mm	150 mm	Optisk	5



# Monopolare instrumenter

- Bredt sortiment av kjevekonfigurasjoner som gir kirurgen mange valgmuligheter
- Robust dobbeltleddet kjeve som kan åpnes helt, for optimal anvendelighet under en prosedyre
- Et bredt sortiment av førsteklasses 5 mm engangsinstrumenter. Praktisk håndtak i to ulike design som gir kirurgen god valgfrihet



## Type I



Art. nr.	Beskrivelse	Diameter	Lengde	Eske / krt.
899200	Rett fetttang med trinnavis lås, type I	5 mm	33 cm	10
899201	Maryland disseksjonstang, type I	5 mm	33 cm	10
899202	Clinch fetttang med trinnavis lås, type I	5 mm	33 cm	10
899203	Babcock fetttang med trinnavis lås, type I	5 mm	33 cm	10
899204	Rat Tooth fetttang med trinnavis lås, type I	5 mm	33 cm	10
899206	Intestinal fetttang med trinnavis lås, type I	5 mm	33 cm	10
899207	Rett fetttang med trinnavis lås - fenestrert, type I	5 mm	33 cm	10

## Type II



Art. nr.	Beskrivelse	Diameter	Lengde	Eske / krt.
899208	Rett fetttang med trinnavis lås, type II	5 mm	33 cm	10
899209	Maryland disseksjonstang, type II	5 mm	33 cm	10
899210	Clinch fetttang med trinnavis lås, type II	5 mm	33 cm	10
899211	Babcock fetttang med trinnavis lås, type II	5 mm	33 cm	10
899212	Rat Tooth fetttang med trinnavis lås, type II	5 mm	33 cm	10
899214	Intestinal fetttang med trinnavis lås, type II	5 mm	33 cm	10
899215	Rett fetttang med trinnavis lås, type II	5 mm	33 cm	10





Truly customised laparoscopic solutions



# Komponenter for laparoskopipakke

Vi kan hjelpe deg med å sette sammen komplette og tilpassede prosedyrepakker forolecystektomi, appendektomi og brokkirurgi med vårt brede kvalitetsassortiment. Vi kan sørge for at du har alt du trenger fra frakker og hansker, til sikkerhetsutstyr og bandasjer, som igjen sparer dere for ytterligere tid og kostnader.



De viste produktene representerer kun et lite utvalg av hele assortimentet som kan inkluderes i prosedyrepakker



## Insufflasjonsslange

Art. nr.	Beskrivelse
2317639-00	Insufflasjonsslange med filter 18Ch 300 cm MLL/MLL
2317646-00	Insufflasjonsslange med filter 18Ch 300 cm MLL/Funnel
2317674-00	Insufflasjonsslange med filter 18Ch 250 cm MLL/Connector Wolf
2317675-00	Insufflasjonsslange med filter 18Ch 300 cm MLL/22 mm/15 mm fitting
2319001-00	Insufflasjonsslange med filter 18Ch 300 cm MLL/Funnel hvit
2318958-00	Insufflasjonsslange med filter 18Ch 300 cm LL/MLL
2318998-00	Insufflasjonsslange med filter 18Ch 300 cm MLL/MLL adapter LL/LL



## Kameratrekk

Art. nr.	Beskrivelse
2323071-00	Coupler kameratrekk 15 x 250 cm. Klikklås og ring
2323048-00	Coupler kameratrekk 15 x 250 cm m/låsesystem. Ringpakning
2326151-00	Coupler kameratrekk 18 x 244 cm



## Røykavsug, aktivt og passivt

Art. nr.	Beskrivelse
2318481-00	Passiv laparoskopisk røykugeslange - selvregulerende
2324508-00	Passiv laparoskopisk røykugeslange med rulleklemme

## Antidugg-løsning



Art. nr.	Beskrivelse
2315127-00	Antidugg-løsning



## Monopolar instrumentkabel

Beskrivelse	Eske / krt.
Monopolar instrumentkabel universal 4 mm	20
Monopolar Instrumentkabel universal 8 mm	20



## Mepilex® Border Post-Op

Art. nr.	Størrelse	Str. sårpute
496100	6 x 8 cm	3 x 5 cm
496200	9 x 10 cm	5 x 6 cm
496300	10 x 15 cm	5 x 10 cm
496400	10 x 20 cm	5 x 15 cm
496450	10 x 25 cm	5 x 25 cm

også tilgjengelig som enkeltpakket produkt



## Laparoskopisk kompress

Art. nr.	Beskrivelse
2327151-00	3 x 40 cm, 5 stk.

også tilgjengelig som enkeltpakket produkt, art. nr. 188105-00



## Bipolare disseksjonstenger

Art. nr.	Beskrivelse	Str.
2323892-00	Bipolar disseksjonstang - Erbe adapter	5 mm/33 cm
2323846-00	Bipolar disseksjonstang - Valleylab adapter	5 mm/33 cm
2325066-00	Bipolar Johan tang - Valleylab adapter	5 mm/33 cm
2325098-00	Bipolar Johan tang - Erbe adapter	5 mm/33 cm




## Sårkantbeskytter

Art. nr.	Beskrivelse	Str.
2323070-00	Sårkantbeskytter	2-4 cm (ekstra liten)
2323025-00	Sårkantbeskytter	2,5-6 cm (liten)
2323047-00	Sårkantbeskytter	5-9 cm (medium)
2323061-00	Sårkantbeskytter	9-14 cm (stor)



## Lukkeenheter

Art. nr.	Beskrivelse	Kommentar
2323690-00	Easyclose™ nål	
2323700-00	OmniClose™ nål	Kun nål
2323768-00	OmniClose™ trokar lukkesystem	System inkl. guide



## Preparatposer

Art. nr.	Beskrivelse	Str
2323859-00	Endomini™ 5 mm avtakbar preparatpose 3" x 4"	120 ml
2324016-00	Preparatpose med hukommelseswire 10 mm	330 ml



## Lap kolecystektomi tilbehør

Art. nr.	Beskrivelse	Str.
2323755-00	Cholangiografitang	5 mm / 33 cm
2314605-00	Kirurgisk klipstang	5 mm / 28 cm, 12 clips
2323060-00	Håndaktivert monopolar L-krok elektrode	5 mm / 33 cm
2324034-00	Laparoskopisk aspirasjonsnål	5 mm / 33,5 cm, 18 G



## Annet tilbehør

Art. nr.	Beskrivelse
2323788-00	Hvitbalanse-kopp for optikk
2322372-00	Surgitie™ Ligating Loop med leveringssystem

Truly customised laparoscopic solutions


# Operasjonsoppdekking

BARRIER® laparoskopioppdekking er designet for å oppfylle de spesifikke behov når du står ovenfor de strenge kravene til laparoskopisk kirurgi. Som oppblåsning av magen, endringer av posisjoner under operasjon, bruk av slanger og instrumenter samt litotomiposisjonen.

## Alt-i-ett spesiallaken gir mange fordeler

- Enkel og effektiv oppdekking kan utføres av en person
- Sparer tid - raskere oppdekking enn med universalsett
- Færre deler, færre trinn - for å redusere risikoen for kontaminasjon

### Laparoskopilaken for ryggleie




Art. nr.	Str. (cm)	Selvklebende hull (cm)
954226	200/250 × 365	28 × 30 (selvklebende hull)

#### Tilleggsprodukt

977050	Instrumentpose 45 × 48 cm
--------	---------------------------

#### Beskrivelse

- BARRIER® Flex med elastiske limkanter
- Fire integrerte krok- og slangeholdere
- Suppler med en separat, dyp instrumentpose tilpasset laparoskopiske instrumenter



Art. nr.	Str. (cm)	Selvklebende hull (cm)
954225*	175/250 × 360	25 × 30 (selvklebende hull)

\* også tilgjengelig sterile i sett 694265


#### Beskrivelse

- BARRIER® Flex med elastiske limkanter
- Integrerte dype poser, spesielt tilpasset laparoskopiske instrumenter





## Laparoskopilaken for litotomi-stilling



Art. nr.	Str. (cm)	Selvklebende hull (cm)
944206	250/200/300 × 285	28 × 30 (selvklebende hull)
Tilleggsprodukt		
977050	Instrumentpose 45 × 48 cm	

### Beskrivelse

- BARRIER® Flex med elastiske limkanter i abdominalt hull
- Fire integrerte krok- og slangeholdere
- Ekstra lange ben sørger for sikker plassering av duken for alle typer benstøtte -transparente sider muliggjør visuell kontroll slik at man kan sikre at stillingen er korrekt
- Ekstra dype poser tilpasset laparoskopiske instrumenter

Art. nr.	Str. (cm)	Selvklebende hull (cm)
944205*	250/175/270 × 260	25 × 30 (selvklebende hull)

\* også tilgjengelige sterile i sett 694245 og 84511411

### Beskrivelse

- BARRIER® Flex med elastiske limkanter i abdominalt hull
- Integrerte dype poser, spesielt tilpasset laparoskopiske instrumenter
- Integrert tape for justering av benposens lengde

Art. nr.	Str. (cm)	Selvklebende hull (cm)
70550	280/230/270 × 335	32 × 42 (selvklebende hull)




\* også tilgjengelige sterile i sett 61450

### Beskrivelse

- BARRIER Flex med elastiske limkanter i abdominalt hull
- To integrerte krok- og slangeholdere
- Bariatic - bredere kroppsdeler og abdominalt hull


Art. nr.	Str. (cm)	Selvklebende hull (cm)	Perineal åpning (cm)
956966*	250/270 × 270	26 × 20 (selvklebende hull)	9 × 13

\* også tilgjengelig sterilisert i 696600 og 903020



Truly customised laparoscopic solutions

## Laparoskopilaken med abdo-perineal åpning for litotomileiring



Art. nr.	Str. (cm)	Abdominal selvklebende hull (cm)	Perineal åpning (cm)
956967	250/200/300 × 285	25 × 18 (selvklebende hull)	10 × 13 (selvklebende hull)
944201	250/200/300 × 285	28 × 30 (selvklebende hull)	10 × 13 (selvklebende hull)

### Tilleggsprodukt

977050	Instrumentpose 45 × 48 cm
--------	---------------------------

### Beskrivelse


- BARRIER® Flex med elastisk limkant i abdominalt hull
- Fire integrerte krok- og slangeholdere
- Ekstra lange benposer
  - integrert tape til justering av benposens lengde
  - transparente sider muliggjør visuell kontroll av ekstremiteter
- Justerbart perineal åpning med limkanter og integrert dekke
- Suppler med en separat, dyp instrumentpose tilpasset laparoskopiske instrumenter

Art. nr.	Str. (cm)	Abdominal selvklebende hull (cm)	Perineal åpning (cm)
944200*	250/175/270 × 260	25 × 30 (selvklebende hull)	13 × 24
944210	300/200/270 × 295	25 × 30 (selvklebende hull)	13 × 24

\*også tilgjengelige sterile i sett 694240 og 694241


### Beskrivelse

- BARRIER® Flex med fleksibel limkant i abdominalt hull
- Integrerte dype poser tilpasset laparoskopiske instrumenter
- Perineal åpning med integrert dekke
- Integrert tape til justering av benposens lengde





## Laparoskopilaken med abdo-perineal åpning for litotomileiring




Art. nr.	Str. (cm)	Selvklebende hull (cm)	Perineal åpning (cm)
944215	300/200/270 × 355	25 × 30 (selvklebende hull)	15 × 24

Tilleggsprodukt

988522	Perineal dekke med pose 50 × 84	7 × 10 (selvklebende hull)	
--------	---------------------------------	----------------------------	--

### Beskrivelse

- BARRIER® Flex med elastisk selvklebende hull
- Utviklet for robotkirurgi
  - Gjennomsiktig anestesidel
  - Ekstra langt laken
- Integreerte dype poser tilpasset laparoskopiske instrumenter
- Integreert tape for justering av benposens lengde
- Kombiner med perineal laken med pose (som vist på illustrasjonen)



Art. nr.	Str. (cm)	Selvklebende hull (cm)	Perineal åpning (cm)
944216	300/200/300 × 375	34 x 35 (selvklebende hull)	10 x 13 (selvklebende)

Tilleggsprodukt

977050	Instrumentpose 45 × 48 cm		
--------	---------------------------	--	--

### Beskrivelse

- BARRIER® Flex med elastisk selvklebende hull
- Utviklet for robotkirurgi
  - Gjennomsiktig anestesidel
  - Ekstra langt laken
- Integreerte krok- og slangeholdere
- Ekstra lange benposer
  - Integreert tape for justering av benposens lengde
  - transparente sider muliggjør visuell kontroll av ekstremiteter
- Justerbart perineal åpning med limkanter og integreert dekke
- Suppler med en separat, dyp instrumentpose tilpasset laparoskopiske instrumenter



Truly customised laparoscopic solutions

# Mölnlycke® Prosedyrepakker

Disse produktene finner du i Mölnlycke® Prosedyrepakker.

Kontakt din salgsrepresentant hos Mölnlycke for å få tilpasset dine prosedyrepakker.



## Vi gjør det enklere for deg å velge riktig utstyr


Alle laparoskopiske produkter kan inkluderes i Mölnlycke prosedyrepakke.



- |                          |                            |                          |  |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Laparoskopilaken           | <input type="checkbox"/> | Time-Out laken                         |
| <input type="checkbox"/> | Supplerende laken          | <input type="checkbox"/> | Anti-skli matte                        |
| <input type="checkbox"/> | Frakker                    | <input type="checkbox"/> | Kameratrekk                            |
| <input type="checkbox"/> | Gasvevprodukter            | <input type="checkbox"/> | Metallinstrument                       |
| <input type="checkbox"/> | Sprøyter                   | <input type="checkbox"/> | Suturer                                |
| <input type="checkbox"/> | Nåler                      | <input type="checkbox"/> | Mepilex® Border Post-Op                |
| <input type="checkbox"/> | Insufflasjonsslanger       | <input type="checkbox"/> | Brett og skåler                        |
| <input type="checkbox"/> | Veress-nål                 | <input type="checkbox"/> | Monopolar instrument - gripeinstrument |
| <input type="checkbox"/> | Sett for sug og irrigasjon | <input type="checkbox"/> | Monopolar instrument - dissektor       |
| <input type="checkbox"/> | Røykfilter                 | <input type="checkbox"/> | Monopolar saks                         |
| <input type="checkbox"/> | Antidugg-løsning           | <input type="checkbox"/> | Monopolar L-krok elektrode             |
| <input type="checkbox"/> | Nåleteller                 | <input type="checkbox"/> | Trokarer                               |
| <input type="checkbox"/> | Bladfjerner                | <input type="checkbox"/> | Universale trokarkanyler               |
| <input type="checkbox"/> | Overleveringsbrett         | <input type="checkbox"/> | Preparatpose for laparoskopi           |
| <input type="checkbox"/> | Sikkerhetsskalpell         | <input type="checkbox"/> | Monopolar ledning                      |

Introduksjon til Mölnlycke® Portalen

# Maksimer verdien av prosedurepakkene dine



Din organisasjon kan spare tid, penger og unngå avfall med prosedyrepakker. Nå kan du også håndtere alle dine prosedyrepakker fra ett sted.

Ditt team kan bruke Mölnlycke® portalen for enkelt å bygge, analysere, endre og beregne prosedyrepakkekjøpene - med støtte av detaljert statistikk og rapporter. Håndter alle dine prosedyrepakker fra ett sted med Mölnlycke portalen.

## ✓ Kontroll

### Optimaliser og kontroller dine prosedyrepakker

Mölnlycke portalen gir deg fullstendig kontroll over deres prosedyrepakker. Du har full innsikt i pakkeinnhold for å sikre riktige komponenter og optimalisere verdien, takket være detaljert statistikk.

## ✓ Transparent

### Total synlighet til dine prosedyrepakker

Mölnlycke portalen bidrar så alle relevante brukere i hele organisasjonen kan ha en komplett oversikt over alle sine prosedyrepakker og komponenter.

## ✓ Effektivitet

### Effektiv måte å jobbe på

Vårt digitale verktøy er enkelt å bruke med enkle og logiske trinn. Mölnlycke portalen gir deg muligheten til å dele informasjon raskt og enkelt og godkjenne endringer på en effektiv måte.

Truly customised laparoscopic solutions







# Vi jobber sammen for å levere den nye standarden for pasientbehandling

Ved hjelp av våre dedikerte spesialister og vårt fulle sortiment av innovative produkter kan du fokusere på å gi fremragende pasientbehandling, mens du samtidig utnytter dine ressurser:

- Komplette sortiment av førsteklasses oppdekking, frakker og andre nødvendige operasjonsprodukter
- Teknisk avanserte Biogel® operasjonshansker av høy kvalitet
- Markedsledende løsninger for prosedyrepakker
- Avanserte sårpleieprodukter med banebrytende Safetac® teknologi
- Online portal - bygg, analyser, endre, estimer og gjennomgå prosedyrepakkekjøpene med brukertilpassede tilganger.

Utforsk vårt laparoskopiske sortiment på [molnlycke.no](https://www.molnlycke.no)



Les mer på [www.molnlycke.no](https://www.molnlycke.no)

Molnlycke Health Care AS, postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo. Tlf: 22 70 63 70.  
Molnlyckes varemerker, BARRIER og ProcedurePak, navn og logo er registrert globalt til ett eller flere av selskapene i Molnlycke Health Care gruppen.  
©2024 Molnlycke Health Care AS. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU2082405  
Endomini, OmniClose og EasyClose er varemerker brukt av Unimax Medical Systems Inc.  
PlumePort og VueTip er registrerte varemerker av Buffalo Filter LLC. Surgitie er et varemerke brukt av Medtronic.

  
**Molnlycke®**