



Avtaleprodukter  
Helse Nord  
Sårbehandlingsprodukter

# Helse Nord RHF

## Digital avtaleside



Besøk vår [digitale avtaleside](#) for Helse Nord som inneholder informasjon om alle sårprodukter som er på avtale fra Mölnlycke®. På denne siden kan du navigere ut fra de ulike produktkategoriene. Under kategoriene finner du informasjonsfilmer om hvert produkt, appliseringsfilmer og relevante dokumenter tilgjengelig for nedlastning.

Vi håper denne siden kan gi dere relevant og god kunnskap om produktene dere har på avtale.

Skann QR-koden for direkte tilgang, eller besøk:

[www.molnlycke.no/tender/helse-nord-sar/](http://www.molnlycke.no/tender/helse-nord-sar/)



## Fikseringstape

Mefix®



## Selvheftende fiksering

Nonwoven-tape for fiksering av bandasjer, kompresser, kateter og slanger. Nonwoven-materialet har en porøs struktur som gjør at luft og vandamp trenger gjennom. Materialet er fleksibelt og tilpasser seg kroppskonturene godt, og gir kroppen bevegelsesfrihet. Vannbasert, hudvennlig lim. Forhåndsoppmålt beskyttelsespapir for praktisk måling og klipping.

Varenr	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
310250	Mefix	2,5 cm x 10 m	1	40
310500	Mefix	5 cm x 10 m	1	40
311000	Mefix	10 cm x 10 m	1	20
311500	Mefix	15 cm x 10 m	1	15
312000	Mefix	20 cm x 10 m	1	10
313000	Mefix	30 cm x 10 m	1	10
310570	Mefix	5 cm x 2,5 m	1	30
311070	Mefix	10 cm x 2,5 m	1	30
311570	Mefix	15 cm x 2,5 m	1	20

## Operasjonsbandasje med superabsorbenter og hudvennlig/silikon klebekant

Mepilex® Border Post-Op



## Fleksibel alt-i-ett postoperativ bandasje

Mepilex® Border Post-Op er en alt-i-ett postoperativ bandasje som effektivt absorberer og holder på sårveske. SafetaC® teknologien minimerer smerte ved fjerning og skade på omkringliggende hud. SafetaC forsegler sårkantene og forhindrer sårveske i å lekke ut. Dermed minimeres risikoen for maserasjon. Den perforerte sårputen gir stor fleksibilitet og svært god tilpassning over ledd som hofter og knær, noe som ivaretar pasientens mobilitet. Bandasjen er dusjtett og kan ligge på i 14 dager, noe som gir uforstyrret sårheling.

Varenr	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
496100	Mepilex Border Post-Op	6 x 8 cm	10	100
496200	Mepilex Border Post-Op	9 x 10 cm	10	100
496300	Mepilex Border Post-Op	10 x 15 cm	10	100
496400	Mepilex Border Post-Op	10 x 20 cm	10	30
496450	Mepilex Border Post-Op	10 x 25 cm	10	80
496600	Mepilex Border Post-Op	10 x 30 cm	10	40
496650	Mepilex Border Post-Op	10 x 35 cm	5	50

## Skumbandasje, klebende uten festekant

### Mepilex®




### Myk, absorberende skumbandasje

Myk, absorberende, skumbandasje med skånsomt silikonbelegg. Egnet til en rekke væskende sår.

Varenr	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
294015	Mepilex	5 x 5 cm	5	40
294100	Mepilex	10 x 10 cm	5	70
294200	Mepilex	10 x 20 cm	5	45
294300	Mepilex	15 x 15 cm	5	25
294400	Mepilex	20 x 20 cm	5	20
294500	Mepilex	20 x 50 cm	2	12
288100	Mepilex Heel	13 x 20 cm	5	25
288300	Mepilex Heel	15 x 22 cm	5	30

### Mepilex® Ag



### Myk, absorberende, antimikrobiell skumbandasje

Myk, absorberende skumbandasje med skånsomt silikonbelegg og sølv for rask og vedvarende antimikrobiell sårbehandling. Egner seg for en rekke væskende, infiserte sår.

Varenr	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
287110	Mepilex Ag	10 x 10 cm	5	70
287210	Mepilex Ag	10 x 20 cm	5	45
287310	Mepilex Ag	15 x 15 cm	5	25
287410	Mepilex Ag	20 x 20 cm	5	20
287510	Mepilex Ag	20 x 50 cm	2	12
388100	Mepilex Heel Ag	13 x 20 cm	5	25
388300	Mepilex Heel Ag	15 x 22 cm	5	30

### Mepilex® Lite



### Tynn, myk absorberende skumbandasje


Myk, absorberende, tynn skumbandasje med skånsomt silikonbelegg. Egner seg til sår som væsker lite og til beskyttelse av skjør hud. Kan forebygge utstyrsrelaterte trykkskader.

Varenr	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
284000	Mepilex Lite	6 x 8,5 cm	5	70
284300	Mepilex Lite	15 x 15 cm	5	50
284500	Mepilex Lite	20 x 50 cm	4	24

### Mepilex® Transfer



### Mepilex® Transfer Ag



## Skumbandasje hæl/sacrum

### Mepilex® Border Heel Mepilex® Border Sacrum



## Mykt, væsketransporterende sårkontaktlag i skum

Mykt, væsketransporterende sårkontaktlag av skum med skånsomt silikonbelegg. Sårvæsken transporteres videre til absorberende sekundærbandasje. Egner seg til beskyttelse av skjør hud.

Varenr	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
294800	Mepilex Transfer	15 x 20 cm	5	40
294502	Mepilex Transfer	20 x 50 cm	4	24

## Mykt antimikrobielt, væsketransporterende sårkontaktlag i skum

Mykt, væsketransporterende sårkontaktlag av skum med skånsomt silikonbelegg og sølv for rask og vedvarende antimikrobiell sårbehandling. Egner seg for en rekke væskende, infiserte sår. Sårvæsken transporteres til absorberende sekundærbandasje.

Varenr	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
394000	Mepilex Transfer Ag	7,5 x 8,5 cm	10	70
394100	Mepilex Transfer Ag	10 x 12 cm	5	50
394800	Mepilex Transfer Ag	15 x 20 cm	10	50
394500	Mepilex Transfer Ag	20 x 50 cm	2	12

## Skumbandasjer med trykksårforebyggende effekt


Mepilex® Border Sacrum og Mepilex Border Heel er 5-lags skumbandasjer som er dokumentert å forebygge trykkskader.

De ulike lagene i bandasjen samhandler for å redusere trykk og forskyvning. Når en pasient sklir nedover i sengen, forårsaker de ytre kreftene drag i vevet i én retning. Mepilex Border Sacrum og Mepilex Border Heel med produsent eid Deep Defense® teknologi kan hjelpe med å unngå disse skadene ettersom bandasjene gir en ekstra beskyttelse i skli-retningen.

Varenr	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
282050	Mepilex Border Sacrum	16 x 20 cm	5	25
282450	Mepilex Border Sacrum	22 x 25 cm	5	25
282750	Mepilex Border Heel	22 x 23 cm	6	30

## Sårkontaktlag, silikonnett

### Mepitel® One



Safetac  
TECHNOLOGY



### Sårkontaktlag

Mepitel® One er et hudvennlig sårkontaktlag med Safetac® teknologi på én side. Nettingstrukturen sørger for at sårveske absorberes opp i en sekundærbandasje. Safetac forhindrer at sekundærbandasjen fester seg i såret, noe som fremmer atraumatiske bandasjeskift. Safetac forsegler sårkantene og forhindrer sårveske i å lekke ut på omkringliggende hud. Dermed minimeres risikoen for maserasjon.

Varenr	Produkt	Størrelse	Ant. i eske	Ant. i kartong
289100	Mepitel One	5 x 7,5 cm	10	70
289170*	Mepitel One	6 x 7 cm	5	70
289270*	Mepitel One	9 x 10 cm	5	50
289300	Mepitel One	7,5 x 10 cm	10	40
289470*	Mepitel One	13 x 15 cm	5	50
289500	Mepitel One	10 x 18 cm	10	70
289700	Mepitel One	17 x 25 cm	5	40
289750	Mepitel One	27,5 x 50 cm	2	14

\* Spesielt tilpasset bruk på hudflenger med påtrykt pil for fjerning i riktig retning.

## Sårbehandlingsprodukter som benytter negativt trykk

### Avance® Solo Avance® Solo Adapt

### Undertrykksbehandling av sår

Avance® Solo batteridrevet engangspumpe med utbyttbart kanister og 14 dagers varighet. Gir et kontinuerlig trykk på - 125 mmHg under hele behandlingsperioden. Bredt bandasjesortiment med alt-i-ett bandasjer til både lukkede kirurgiske sår, åpne sår og kroniske sår.

Avance® Solo Adapt sortiment inneholder skum, film og port for indikasjonen trykksår. Bandasjesortimentet er med hudvennlig Safetac® silikonheft.



Safetac  
TECHNOLOGY



Art.nr	Avance Solo pumpe med kanister	Innhold i sterile enhetspakninger	Antall pr. eske	Antall pr. kartong
8880050	Avance Solo pumpe og kanister	Pumpe + kanister 50 ml med slange + 4 x AA batterier + belteklemme	1	2
Art.nr	Avance Solo bandasjer med heftkant	Innhold i sterile enhetspakninger	Antall pr. eske	Antall pr. kartong
881020	Avance Solo bandasje med heftkant - 10 x 20 cm	10 x 20 cm bandasje med heftkant + 6 sekundære fikseringsstrips 6 x 28 cm	2	4
881030	Avance Solo bandasje med heftkant - 10 x 30 cm	10 x 30 cm bandasje med heftkant + 6 sekundære fikseringsstrips 6 x 28 cm	2	4
881035	Avance Solo bandasje med heftkant - 10 x 35 cm	10 x 35 cm bandasje med heftkant + 6 sekundære fikseringsstrips 6 x 28 cm	2	4
881515	Avance Solo bandasje med heftkant - 15 x 15 cm	15 x 15 cm bandasje med heftkant + 6 sekundære fikseringsstrips 6 x 28 cm	2	4
881520	Avance Solo bandasje med heftkant - 15 x 20 cm	15 x 20 cm bandasje med heftkant + 6 sekundære fikseringsstrips 6 x 28 cm	2	4
881530	Avance Solo bandasje med heftkant - 15 x 30 cm	15 x 30 cm bandasje med heftkant + 6 sekundære fikseringsstrips 6 x 28 cm	2	4
882020	Avance Solo bandasje med heftkant - 20 x 20 cm	20 x 20 cm bandasje med heftkant + 6 sekundære fikseringsstrips 6 x 28 cm	2	4
882525	Avance Solo bandasje med heftkant - 25 x 25 cm	25 x 25 cm bandasje med heftkant + 6 sekundære fikseringsstrips 6 x 28 cm	2	4
Art.nr	Avance Solo startsett for lukkede kirurgiske snitt (ciNPT)	Innhold i sterile enhetspakninger	Antall pr. eske	Antall pr. kartong
8881020	Avance Solo-sett, 10 cm x 20 cm	Pumpe + kanister 50 ml med slange + 4 x AA batterier + 10 x 20 cm bandasje med heftkant + belteklemme + 6 fikseringsstrips 6 x 28 cm	1	2
8881030	Avance Solo-sett, 10 cm x 30 cm	Pumpe + kanister 50 ml med slange + 4 x AA batterier + 10 x 30 cm bandasje med heftkant + belteklemme + 6 fikseringsstrips 6 x 28 cm	1	2
8881035	Avance Solo-sett, 10 cm x 35 cm	Pumpe + kanister 50 ml med slange + 4 x AA batterier + 10 x 35 cm bandasje med heftkant + belteklemme + 6 fikseringsstrips 6 x 28 cm	1	2
Art.nr	Avance Solo andre produkter	Innhold i sterile enhetspakninger	Antall pr. eske	Antall pr. kartong
880050	Avance Solo kanister 50 ml	Avance Solo kanister 50 ml med slange	4	8
882000	Avance Solo skum 1.5 x 10 x 12 cm	4 x skumsårfiller - 1.5 x 10 x 12 cm	4	8
Art.nr	Avance Solo Adapt sortiment	Innhold i sterile enhetspakninger	Antall pr. eske	Antall pr. kartong
9994152	Avance Solo Adapt pumpe-sett	Pumpe + beholder 50 ml med slange + 4 x AA batterier + Safetac filmbandasje 20 x 27 cm + skum 3 x 8 x 10 cm + belteklemme	1	2
994152	Avance Solo Adapt sett	Safetac filmbandasje 20 x 27 cm + skum 3 x 8 x 10 cm + overføringsport og slange	5	5
994000	Avance Solo Adapt film	Safetac heftende filmbandasje 20 x 27 cm	5	10
Art.nr	Avance Solo tilbehør	Mål	Antall pr. eske	Antall pr. kartong
890001	Bæreveske liten	15 x 12 x 3,5 cm	1	8
890002	Bæreveske stor	30,5 x 14,5 x 7,5 cm	1	8
890003	Bæreveske case	16,6 x 10,4 x 7,4 cm	1	2
5105100	Nattboks	16,4 x 10,5 x 6,5 cm	1	13

# Mölnlyckes representant



Anette Gaare Vaagan  
Account Manager og sykepleier

Tlf: 99 59 79 50

E-post: [anette.gaare.vaagan@molnlycke.com](mailto:anette.gaare.vaagan@molnlycke.com)

Ta gjerne kontakt med oss for opplæring og/eller ytterligere informasjon, eller besøk vår hjemmeside: [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Vår kundeservice kan kontaktes på:

Tlf: 80 01 61 78

E-post: [csc.no@molnlycke.com](mailto:csc.no@molnlycke.com)

Les mer på [molnlycke.no](http://molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse Brynsalléen 4, 0667 Oslo. Tlf. +47 22 70 63 70. Varemerkene, navnene og logoene til Mölnlycke, Mefix, Mepilex og Mepitel er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Mölnlycke Health Care. ©2024 Mölnlycke Health Care AS. Med enerett. NOWC5062405

